

# Beknopte gebruiksaanwijzing OrCam Read

## **Inhoud van de doos:**

- OrCam Read apparaat
- Oplaadstekker
- Oplaadsnoer
- Oortelefoontje
- Opbergetui
- Omhangkoord



*Figuur 1/OrCam Read*

## **Opstarten:**

Druk de langwerpige aan/uitknop aan de achterzijde van het apparaat gedurende 2 seconden in. Er klinkt een piepsignaal en het systeem gaat opstarten. Dit duurt ongeveer 20 seconden. Zodra het systeem is opgestart hoort u: "OrCam versie ... is gereed, de accu is ... % opgeladen". De blauwe indicatielampjes naast de aan/uitknop gaan aan. Het systeem is nu klaar voor gebruik.

## **Leessessie starten:**

Hou de OrCam Read vast als een pen en leg uw wijsvinger op de ronde bedieningsknop aan de voorzijde van het apparaat. Richt de OrCam Read op de tekst en hou de bedieningsknop ingedrukt. Het laserlicht gaat aan en u ziet een rechthoek (frame) of een pijltje (cursor) op de tekst geprojecteerd. Door de OrCam Read dichterbij of verder van de tekst af te houden kunt u met de frame-modus meerdere blokken tekst, een A4 of artikel in een tijdschrift selecteren. Met het pijltje (cursor) geeft u aan waar de leessessie moet beginnen. Laat de bedieningsknop los en het systeem zal een foto van de tekst maken en deze vervolgens voorlezen.

## **Leessessie stoppen:**

Druk éénmaal kort op de bedieningsknop om de leessessie te stoppen.

## **Leessessie pauzeren:**

Druk tweemaal kort op de bedieningsknop om de leessessie te pauzeren.

## **Leessessie hervatten:**

Als het lezen is gepauzeerd, drukt u tweemaal op de bedieningsknop om het lezen te hervatten.

### **Voor- of achteruit spoelen in de tekst:**

Druk kort op de plus (+) of min (-) knop onder de bedieningsknop om voor- of achteruit in de tekst te spoelen. Het systeem springt dan naar het volgende of vorige leesteken.

### **Volume instellen:**

Druk kort op de plus (+) of min (-) knop onder de bedieningsknop om het volume in te stellen. **NB: Volume instellen kan alleen als het systeem niet aan het lezen is. Tijdens het lezen fungeren de plus- en min-knop om voor of achteruit in de tekst te spoelen.**

### **Lasermodus wisselen:**

Door de plus (+) en min (-) knoppen **tegelijkertijd (!)** in te drukken kunt u de lasermodus wisselen.

**Laser 1):** Frame modus. U ziet een rechthoek (frame) op het papier geprojecteerd waarmee u, door het apparaat dichterbij of verder weg van het papier te houden, meerder blokken tekst kunt selecteren.

**Laser 2):** Cursor modus. U ziet een pijltje (cursor) op het papier geprojecteerd waarmee u kunt aangeven welk specifiek blok tekst u wilt lezen.

### **Instellingenmenu openen:**

Door de aan/uitknop en de min (-) knop **tegelijkertijd (!)** in te drukken kunt u het instellingenmenu openen. Met de plus (+) en min (-) knop kunt u door het menu scrollen, met de bedieningsknop kunt u wijzigingen aanbrengen. Om het instellingenmenu te verlaten drukt u tweemaal kort op de bedieningsknop.

### **Instellingenmenu:**

Het instellingenmenu kent de volgende opties:

1. Leessnelheid instellen
2. Volume instellen
3. Leesinstellingen
4. Instellingen voor taal
5. Landen
6. Verbinding maken
7. Algemene instellingen (waaronder stemmen)

### **Interne accu opladen:**

Sluit het oplaadsnoer aan op de USB-C poort (langwerpige opening naast de aan/uitknop) en steek de stekker in het stopcontact. Het opladen duurt 30 tot 45 minuten.

### **Afsluiten en standby stand:**

Druk éénmaal op de aan/uitknop om naar standby te gaan. U hoort: "wordt onderbroken", druk tweemaal om af te sluiten. Het afsluiten duurt een paar seconden. U hoort: "uitgeschakeld, tot ziens".