

MLSIGHT OPTIMIZER

Geeft uw bril een POWER BOOST



STERKTE BEREIK: Convergentie ondersteunende kunststof glazen met een sterkte van +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 en +3.0

MONTUUR: Speciaal ontworpen lichtgewicht montuur welke over de eigen bril wordt geplaatst

COATING: ML Prima+

GEWICHT: 15 g

Het kijken op korte afstand met een bifocale of multifocale bril kan soms heel inspannend zijn. Dit kan leiden tot een slechte werkhouding en/of problemen met het vinden van de juiste zuivere optiek in de lens. Om deze klachten te verminderen en het werken op korte afstand te vergemakkelijken is de ML SightOptimizer ontwikkeld.

De ML SightOptimizer is een overzetbril met speciaal ontwikkelde glazen welke gemakkelijk over de huidige bril gehangen kan worden. Het geeft de gebruiker een individuele oplossing welke beter past bij het op korte afstand kijken dan zijn of haar gewone bril. Ook heeft de ML SightOptimizer het voordeel dat het ergonomisch beter is en meer comfort biedt met kijken.

De ML SightOptimizer biedt naast een direct voelbare POWER BOOST ook een uitstekende optische kwaliteit van de kunststof glazen. Het convergentie-ondersteunende relax prisma, een antireflex coating en een fraai vormgegeven, onopvallend lichtgewicht montuur zorgen voor een bijzondere overzetbril welke geschikt is voor personen met verminderd zicht als ook voor personen die tijdelijk extra additie nodig hebben.

5 KENMERKEN DIE HET KIJKEN OP KORTE AFSTAND VERBETEREN:

POWERBOOST

Extra additie indien nodig voor een beter zicht en een verbeterde ergonomische houding.

BREED VISUEEL GEZICHTSVELD

Open montuur met helder zicht door het gehele glas om het zicht voor gebruik op korte afstand te optimaliseren.

PRISMA OPTIEK

Verlichtende prisma's voor een meer ontspannen zicht bij het kijken op korte afstand.

ANTI-REFLEX COATING

Alle ML SightOptimizer glazen zijn behandeld met MLPrima+. Deze nieuwste coating verbetert het zicht en geeft een glashelder en schitteringvrij beeld.

OVERZET HANG-ON MONTUUR

De ML SightOptimizer is een overzetmontuur welke door het intelligente en slanke design over de meeste brillen heen zal passen. Het hangt op het eigen montuur. Het titanium montuur is duurzaam en licht in gewicht. De flexibele veren zorgen ervoor dat het montuur comfortabel draagt.

VARIANTEN

- ML SightOptimizer 10, verhoogt de eigen sterkte met +1.0 dioptrie
- ML SightOptimizer 15, verhoogt de eigen sterkte met +1.5 dioptrie
- ML SightOptimizer 20, verhoogt de eigen sterkte met +2.0 dioptrie
- ML SightOptimizer 25, verhoogt de eigen sterkte met +2.5 dioptrie
- ML SightOptimizer 30, verhoogt de eigen sterkte met +3.0 dioptrie

KOSTEN EFFICIENT


- De ML SightOptimizer is altijd te gebruiken, zelfs als de eigen brillenglazen worden vervangen
- Verschillende mensen kunnen gebruik maken van dezelfde ML SightOptimizer
- De kosten voor een ML SightOptimizer zijn aanzienlijk lager dan die voor een speciale op maat gemaakte computerbril

TESTSET

De testset bestaat uit:

- 1 ML SightOptimizer 10
- 1 ML SightOptimizer 20
- Handleiding

De testbrillen worden geleverd in een bijpassende doos.



Verschillende lagen van de ML Prima +

