

Enkelvoudig kunststof RX glazen

Index	Omschrijving	Max Ø	Bereik sferisch	Cil	Δ
1.50	ML RX Enkelvoudig Easy (Classic)	105	+12.00 / -60.00	-30	20
1.50	ML RX Enkelvoudig Pro (Atoric) (A-sferisch)	105	+12.00 / -30.00	-15	10
1.50	ML RX Enkelvoudig Xact (Perform) Curve 8/ Δ comp.	105	+12.00 / -15.00	-15	8
1.50	RX High Plus Enkelvoudig	65	+8.25 t/m +15.50	-7	6
1.50	ML RX Omega Aspherisch Enkelvoudig	67	+6.00 t/m +24.00	-10	6
1.50	ML RX LENTI optische zone 40 Enkelvoudig	68	+6.00 t/m +22.00	-10	6
1.50	ML RX X-Lenti optische zone 34 (dunner) Enkelvoudig	62	+6.00 t/m +26.00	-6	0
1.50	ML Lenti OPTIO optische zone 30 (dunst) Enkelvoudig	101	+42.00	-10	6
1.50	ML RX X-Lenti standaard	62	+12 +16 +20 +24		
1.50	Bowl Lentic Optische zone 27-20	65	+32.00 t/m +48.00	-6	6
1.53	RX Enkelvoudig Trivex	76	+12.00 / -10.00	-8	6
1.53	RX Enkelvoudig Aspherisch Trivex	76	+9.00 / -10.00	-8	6
1.53	Bowl Lentic Trivex	65	+12.25 t/m +20.00	-6	6
1.56	RX Enkelvoudig VISTA MESH	70	+8.00 / -10.00	-10	8
1.56	RX Enkelvoudig	70	+10.00 / -10.00	-8	6
1.56	RX Enkelvoudig Aspherisch	70	+10.00 / -10.00	-8	6
1.59	RX Enkelvoudig Polycarbonaat	75	+10.00 / -10.00	-8	8
1.59	RX Enkelvoudig Aspherisch Polycarbonaat	75	+9.00 / -10.00	-8	8
1.60	ML RX Enkelvoudig Easy (Classic)	100	+14.00 / -60.00	-30	20
1.60	ML RX Enkelvoudig Pro (Atoric) (A-sferisch)	100	+14.00 / -30.00	-15	20
1.60	ML RX Enkelvoudig Xact (Perform) Curve 8/ Δ comp.	100	+12.00 / -15.00	-15	20
1.60	ML RX LENTI optische zone 40	68	+16.00 t/m +24.00	-6	6
1.60	RX LENTI optische zone 38	65	+8.00 t/m +21.00	-6	6
1.60	RX LENTI optische zone 34	65	+20.00 t/m +26.00	-6	6
1.60	Omega RX Optimum	65	+8.00 t/m +26.00	-6	6
1.67	ML RX Enkelvoudig Easy (Classic)	100	+17.50 / -30.00	-15	8
1.67	ML RX Enkelvoudig Pro (Atoric) (A-sferisch)	100	+17.50 / -30.00	-15	8
1.67	ML RX Enkelvoudig Xact (Perform) Curve 8/ Δ comp.	100	+17.00 / -15.00	-15	6
1.67	RX Bi Concave SV of High Minus zonder rand reductie	75	-15.00 / -20.00	-6	6
1.67	RX Lenti Optische zone 40	68	+22.00 t/m +24.00	-6	6
1.67	RX Lenti Optische zone 38	65	+22.00 t/m +26.00	-6	6
1.67	RX Lenti Optische zone 34	65	+23.00 t/m +30.00	-6	6
1.67	RX Lenti Optische zone 30	65	+24.00 t/m +38.00	-6	6
1.67	Omega RX Optimum	65	+11.00 t/m +23.00	-6	6
1.74	ML RX Enkelvoudig Easy (Classic)	100	+18.00 / -36.00	-15	8
1.74	ML RX Enkelvoudig Pro (Atoric) (A-sferisch)	100	+16.00 / -36.00	-15	8
1.74	ML RX Enkelvoudig Xact (Perform) Curve 8/ Δ comp.	100	+14.00 / -30.00	-15	8
1.74	ML RX Enkelvoudig Easy/ Classic te TINTEN	100	+14.00 / -30.00	-15	8
1.74	ML RX Enkelv. Pro (Atoric) (A-sferisch) TINTEN	100	+14.00 / -30.00	-15	8
1.74	ML RX Enkelv. Xact (Perform) Curve 8/ Δ comp. TINTEN	100	+14.00 / -30.00	-15	8
1.74	RX Bi Concave Enkelvoudig	65	-16.00 t/m -25.00	-6	6
1.74	Bowl Lentic 40 mm	68	+20.00 t/m +29.00	-6	6
1.74	RX High power zonder Myosoft (geen reductie slijping)	70	-10.00 t/m -20.00	-10	6

[DOWNLOAD ORDERFORMULIER op onze website www.slechtzienden.nl](http://www.slechtzienden.nl)

Voor grotere diameters, dikte berekeningen en hogere sterktes bel ons: **070-3836269** of gebruik **Whats app op onze website www.slechtzienden.nl**

Diameter kan verkleinen bij toename sterkte, bij hoge minus is soms Myosoft nodig (dikte reductie slijping)

Maximale sterktes zijn soms afhankelijk van diameter / PD / hoogtes. Boven 15 á 20 prisma moet er worden gelijmd en is er een toeslag .