

Index	Omschrijving	Max Ø	MFH	Bereik sferisch	Cil	Δ	Additie
1.50	ML RX Multifocaal Unizone Easy (Classic)	105	16-20	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Unizone Pro (Atoric)	105	14,16,18,20	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Unizone Xact (Perform)	105	14,16,18,20	+12.00 / -15.00	-15	8	0.75-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Unizone CX NIEUW	75/95	14,16,18,20	+10.00 / -15.00	-15	8	0.50-6.00
1.50	ML RX Multifocaal Unizone Easy (Classic) SLAB OFF	105	14,16,18,20	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Image Easy (conventioneel)	80	18	+10.00 / -16.00	-15	15	1.00-4.00
1.50	RX Multifocaal Advanced 3 (verschillende prisma ver/nabij)	80	14,16,18,20	+9.00 / -10.00	-10	6	0.75-6,00
1.50	ML RX Multifocaal Unizone Omega Easy (Classic)	105	16	+8.00 t/m +18.00	-10	6	0.50-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Nuaco Xact (Perform) (relax add.)	105	14	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-0.75
1.50	ML Pilot Trifocaal boven segment US28 /multifocaal Unizone Pro (Atoric)	75	16,20	+8.00 / -10.00	-10	8	0.50-4.50
1.53	Trivex Advanced 3 Multifocaal Freeform	81	11,13,15,17,19	+7.50 / -10.00	-10	6	0.75-6.00
1.53	Trivex Multifocaal Smart (relax add.) Freeform HD	80	14	+7.50 / -10.00	-8	6	A=0.50 B=0.75 C=1.00
1.56	VISTA MESH Freeform Ultor HD	75	14,16,18,20	+8.00 / -8.00	-8	6	0.75-4.50
1.56	VISTA MESH FF Ultor HD Booster (relax add.) A+B+C	75	14,16,18,20	+8.00 / -8.00	-8	6	A=0.37 B=0.62 C=0.87
1.59	Polycarbonaat Advanced Multifocaal Freeform HD	81	11,13,15,17,19	+9.00 / -10.00	-10	6	0.75-6.00
1.59	Polycarbonaat Multifocaal Smart add. Freeform HD	80	14	+8.00 / -10.00	-8	6	A=0.50 B=0.75 C=1.00
1.60	ML RX Multifocaal Unizone Easy (Classic)	100	16-20	+12.00 / -15.00	-15	10	0.50-4.50
1.60	ML RX Multifocaal Unizone Pro (Atoric)	100	14,16,18,20	+12.00 / -15.00	-15	10	0.50-4.50
1.60	ML RX Multifocaal Unizone Xact (Perform)	100	14,16,18,20	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.60	ML RX Multifocaal Unizone CX NIEUW	75/95	14,16,18,20	+11.00 / -15.00	-15	8	0.50-6.00
1.60	ML RX Multifocaal Unizone Easy (Classic) SLAB OFF	100	14,16,18,20	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.60	ML RX Multifocaal Nuaco Xact (Perform) (relax add.)	100	14	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-0.75
1.60	ML Pilot Trifocaal boven segment US28 /multifocaal Unizone Pro (Atoric)	75	16,20	+8.00 / -10.00	-10	8	0.50-4.50
1.67	ML RX Multifocaal Unizone Easy (Classic)	100	16-20	+16.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.67	ML RX Multifocaal Unizone Pro (Atoric)	100	14,16,18,20	+16.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.67	ML RX Multifocaal Unizone Xact (Perform)	100	14,16,18,20	+16.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.67	ML RX Multifocaal Unizone CX NIEUW	75/95	14,16,18,20	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-6.00
1.67	ML RX Multifocaal Nuaco Xact (Perform) (relax add.)	100	14	+16.00 / -15.00	-15	8	0.50-0.75
1.74	ML RX Multifocaal Unizone Easy (Classic)	100	16-20	+15.00 / -18.00	-15	8	0.50-4.50
1.74	ML RX Multifocaal Unizone Pro (Atoric)	100	14,16,18,20	+15.00 / -18.00	-15	8	0.50-4.50
1.74	ML RX Multifocaal Unizone Xact (Perform)	100	14,16,18,20	+15.00 / -18.00	-15	8	0.50-4.50
1.74	ML RX Multifocaal Unizone CX NIEUW	75/95	14,16,18,20	+13.00 / -15.00	-15	8	0.50-6.00
1.74	ML RX Multifocaal Nuaco Xact (Perform) (relax add.)	100	14	+14.00 / -15.00	-15	8	0.50-0.75
1.74	ML RX Multifocaal Nuaco Xact (Perform) (relax add.) te TINTEN	100	14	+14.00 / -15.00	-15	8	0.50-0.75
1.74	ML RX Multifocaal Unizone Easy (Classic) te TINTEN	100	16-20	+14.00 / -15.00	-15	8	0.75-4.00
1.74	ML RX Multifocaal Unizone Pro (Atoric) te TINTEN	100	14,16,18,20	+14.00 / -15.00	-15	8	0.75-4.00
1.74	ML RX Multifocaal Unizone Xact (Perform) te TINTEN	100	14,16,18,20	+14.00 / -15.00	-15	8	0.75-4.00
1.74	Advanced 2 Optimum Multifocaal (zonder myosoft)	65	11,13,15,17,19	+16.00 / -20.00	-15	15	0.75-6.00
1.74	Advanced 2 Optimum Multifocaal (met blended myosoft)	65	11,13,15,17,19	+16.00 / -24.00	-15	15	0.75-6.00

Classic Unizone= standaard Freeform Multifocaal / Atoric Unizone = geavanceerde Freeform Multifocaal / Perform Unizone = meest geoptimaliseerde Multifocaal  
CX Unizone= allernieuwste Multifocaal

[DOWNLOAD ORDERFORMULIER op onze website www.slechtzienden.nl](http://www.slechtzienden.nl)

Voor grotere diameters, dikte berekeningen en hogere sterktes bel ons: **070-3836269** of gebruik **Whats app op onze website www.slechtzienden.nl**

Diameter kan verkleinen bij toename sterkte, bij hoge minus is soms Myosoft nodig (dikte reductie slijping)

Maximale sterktes zijn soms afhankelijk van diameter / PD / hoogtes. Is het buiten het genoemde bereik bel ons.