

Multifocaal Allround Polariserend

Index	Omschrijving	Max ∅	MFH	Bereik sferisch	Cil	Δ	Additie
1.50	ML RX Multif. Unizone Easy (Classic) Pol 1 / Pol 3 / Pol G15 / Pol B	105	16-20	+8.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multif. Unizone Pro (Atoric) Pol 1 / Pol 3 / Pol G15 / Pol B	105	14,16,18,20	+8.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multif. Unizone Xact (Perform) Pol 1 / Pol 3 / Pol G15 / Pol B	105	14,16,18,20	+8.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Unizone CX Pol 3 / Pol B	75/95	14,16,18,20	+8.00 / -15.00	-15	8	0.50-6.00
1.50	ML RX Multif. Easy (Classic) Pol 1 / Pol 3 / Pol G15 / Pol B SLAB OFF	105	14,16,18,20	+8.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Image Easy (geen freeform) Pol 3 grijs 85%	78	18	+10.00 / -15.00	-15	12	1.00-3.00
1.50	ML RX Multifocaal Unizone Easy (Classic) Drivewear	88	16-20	+8.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Unizone Pro (Atoric) Drivewear	88	14,16,18,20	+8.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	ML RX Multifocaal Unizone Xact (Perform) Drivewear	88	14,16,18,20	+8.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.50	RX Multifocaal Pol geel / blauw / oranje / pink / violet	80	11,13,15,17,19	+6.00 / -8.00	-10	6	0.75-6.00
1.50	RX Multifocaal Pol amber / groen / koper / Ruby	80	11,13,15,17,19	+6.00 / -8.00	-10	6	0.75-6.00
1.50	RX Multif. Trans. Xtractive Grijs Gepolariseerd (NIEUW)	80	11,13,15,17,19	+6.00 / -9.00	-10	6	0.75-6.00
1.50	ML POL 3 en bruin Pilot Trifocaal boven segment /multif.	75	14,16,18,20	+8.00 / -10.00	-10	8	0.75-4.00
1.50	ML POL 3 en br. Pilot Trifoc. boven segm. /multif.Xact (Perform)	75	14,16,18,20	+8.00 / -10.00	-10	8	0.75-4.00
1.59	RX Multif. Optimum polariserend Grijs, Bruin, Groen	80	14,16,18,20	+7.00 / -11.00	-10	6	0.75-6.00
1.60	ML RX Multif. Unizone Easy (Classic) Pol 3 85% gr en POL br	103	16-20	+10.00 / -15.00	-15	8	0.75-4.50
1.60	ML RX Multif. Unizone Pro (Atoric) Pol 3 85% gr en POL br	103	14,16,18,20	+10.00 / -15.00	-15	8	0.75-4.50
1.60	ML RX Multif. Unizone Xact (Perform) Pol 3 85% gr en POL br	103	14,16,18,20	+10.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.60	ML RX Multifocaal Unizone CX Pol 3 / Pol B	75/95	14,16,18,20	+11.00 / -15.00	-15	8	0.50-6.00
1.60	ML RX Multif. Uniz. Easy (Classic) SLABOFF Pol 3 85% en POL br	103	14,16,18,20	+10.00 / -15.00	-15	8	0.75-4.50
1.60	ML RX Multif. Nuaco (relax add.) Pol 3 85% en POL br.	103	14	+10.00 / -15.00	-15	8	0.50-0.75
1.60	RX Multif. Trans. Xtractive Grijs Gepolariseerd (NIEUW)	80	11,13,15,17,19	+7.00 / -10.00	-10	6	0.75-6.00
1.67	ML RX Multif. Unizone Easy (Classic) Pol 3 85% gr en POL br	103	16-20	+10.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.67	ML RX Multif. Unizone Pro (Atoric) Pol 3 85% gr en POL br	103	14,16,18,20	+10.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.67	ML RX Multif. Unizone Xact (Perform) Pol 3 85% gr en POL br	103	14,16,18,20	+10.00 / -15.00	-15	8	0.50-4.50
1.67	ML RX Multifocaal Unizone CX Pol 3 / Pol B	75/95	14,16,18,20	+12.00 / -15.00	-15	8	0.50-6.00
1.67	RX Multif. Trans. Xtractive Grijs Gepolariseerd (NIEUW)	80	11,13,15,17,19	+8.00 / -12.00	-10	6	0.75-6.00
1.67	ML RX Multif. Nuaco (relax add.) Pol 3 85% en POL br	103	14	+10.00 / -15.00	-15	8	0.50-0.75
1.74	Multifocaal Advanced 3 Polariserend gr 85% en br 85%	80	11,13,15,17,19	+12.00 / -15.00	-12	8	0.75-6.00

Classic Unizone= standaard Freeform Multifocaal / Atoric Unizone =geavanceerde Freeform Multifocaal / Perform Unizone = meest geoptimaliseerde Multifocaal
CX Unizone= Aller nieuwste Multifocaal

Voor grotere diameters, dikte berekeningen en hogere sterktes bel ons: **070-3836269 of gebruik Whats app op onze website www.slechtzienden.nl**

Diameter kan verkleinen bij toename sterkte, bij hoge minus is soms Myosoft nodig (dikte reductie slijping)

Maximale sterktes zijn soms afhankelijk van diameter / PD / hoogtes. Is het buiten het genoemde bereik bel ons.